



Protein Biotechnologies

dATP 100mM solution

货号 : PC706

产品描述

本产品为高纯度 dATP 溶液。

产品应用

用于PCR实验的辅助试剂。作为DNA聚合酶的底物使用。

产品组成

组份	PC706
dATP 100mM solution	500 μ l

产品储存

-20°C保存。

质量控制

无核酸酶残留

无核酸残留

HPLC 检测纯度大于 99.5%

实验证明：常规 PCR，高保真 PCR，长片段 PCR(20kb)，RT-PCR，Real-time PCR

注意事项

1. 长期储存 (非频繁使用, 每月 1-2 次): -70°C。
2. 每天或每周使用: -20°C。
3. 尽量避免多次冻融, 切勿暴露在温度波动较大之处(温度波动对产品的稳定性有较大影响)。