



产品描述

本产品由两个试剂盒组合而成。一个是反转录第一链合成试剂盒 HiPro™ 1st Strand cDNA Synthesis Kit (PC311) ,一个是 ProQ™ qPCR SYBR Green Master Mix (PQ511) 。首先由反转录第一链试剂盒合成 cDNA, 然后以 cDNA 做模板用 ProQ™ qPCR SYBR Green Master Mix 进行荧光定量 PCR 扩增。

产品应用

用于两步法荧光定量反转录 PCR 检测。

产品组成

组份	PQ811-01 25rxn(20μ l/rxn)	PQ811-02 50rxn(20μ l/rxn)
HiPro™ 1st Strand cDNA Synthesis Kit (PC311)	PC311-01	
ProQ™ qPCR SYBR Green Master Mix (PQ511)	PQ511-01	PQ811-01 x 2

产品储存

-20°C储存。

使用说明

请按照上述两个试剂盒详细步骤说明进行操作。